

Datenblatt

ultraSAVIOR

Die neue SAVIOR-Serie ist sehr robust, durchdacht bis ins Detail und für einen Profi-Einsatz konzipiert.

Die Handhabung der Rucksäcke dieser Serie wird durch systematische, visuell gekennzeichnete, variable und geordnete Unterbringung der medizinischen Ausrüstung wesentlich erleichtert.

- 2 Taschen mit Reißverschluss auf der Frontseite mit Innen- und Außen-Zugang zu dem Inhalt
- verschiedene Tragemöglichkeiten durch verstellbare, ergonomische, gepolsterte und abnehmbare Schultergurte
- extrem robuste YKK-Hauptreißverschlüsse
- eingearbeitete Magnete im Frontzugriff (in den Frontklappen) und im Innenraum des Rucksacks erleichtern die Handhabung im Einsatz
- ergonomische Soft-Tragegriffe
- leichtes, hoch-festes Hightech-Material
- Material abwaschbar und desinfizierbar
- rutschfeste Fußteile sorgen für einen guten Stand
- erhältlich in 2 Farben (rot-schwarz oder blau-schwarz)
- mit oder ohne Modultaschen

SAN-7650 und SAN-7660 enthalten 5 farblich und visuell gekennzeichnete Modultaschen

Artikel-Nr.:	SAVIOR
Gewicht:	8,1 kg
EAN:	4030281277187

MAßE

Breite:	430 mm
Höhe:	530 mm
Länge:	300 mm

