

Datenblatt

X-BOON TWO Vakuummatratze

- 6,3 kg leicht dank innovativer Konstruktion
- Mehr als 140 Vakuumkammern in einem sog. Punktekammersystem
- Asymmetrisches Muster garantiert an jeder Stelle ausreichend Supportmaterial
- Verstärkung an kritischen Stellen, z.B. Becken oder Wirbelsäule
- Kein "Aufschütteln" oder Modellieren vor dem Einsatz erforderlich
- Aufrollbar & Platz sparend zu verstauen
- Klicksystem zur Befestigung der Patientensicherungsgurte und Tragegriffe
- Sekundenschnelles Versetzen oder Auswechseln der Gurte, je nach Situation
- Einfache Reinigung und Desinfektion der Matratze wird durch schnelle Abnahme aller Gurte und Griffe erleichtert
- Abriebfestes, hautfreundliches und UV-beständiges TPU-Material
- 7 Jahre Garantie auf alle Schweißnähte

Artikel-Nr.: SAN-0260-2

Gewicht: 6,3 kg

MAßE

Breite: 920 mm

Länge: 2000 mm

