

Produktkategorie	Produktgruppe	Artnr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Artnr. Hersteller	UVP 2022
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8510	LIFEPAK 1000 SE (HA)	Halbautomatisch m. EKG-Anzeige	Art.-Nr. 99425-000105	99425-000105	3.565,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8550	LIFEPAK 1000 (HA)	halbautomatisch m. graf.Displ.	Art.-Nr. 99425-000098	99425-000098	2.239,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8580	LIFEPAK CR2 (HA) WLAN	Halbautomatisch mit Handgriff	Art.-Nr. 99512-000380	99512-000380	1.895,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8581	LIFEPAK CR2 (VA) WLAN	Vollautomatisch mit Handgriff	Art.-Nr. 99512-000095	99512-000097	1.995,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8582	LIFEPAK CR2 (HA) 3G	Halbautomatisch mit Handgriff	Art.-Nr. 99512-000388	99512-000392	2.045,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8583	LIFEPAK CR2 (VA) WLAN	Vollautomatisch mit Tasche	Art.-Nr. 99512-000098	99512-000394	2.145,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8588	LIFEPAK CR2 (VA) 3G	Vollautomat. Handgriff. Kont. HLW	Art.-Nr. 99512-000390	99512-000390	2.145,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8610	HeartSine PAD 350P (HA)	Halbautomatischer AED	Art.-Nr. 350-STR-DE-10	350-STR-DE-10	1.223,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8620	HeartSine PAD 360P (VA)	Vollautomatischer AED	Art.-Nr. 360-STR-DE-10	360-STR-DE-10	1.223,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8622	HeartSine PAD 360P (VA Connected)	Vollautomatischer AED mit WIFI	Art.-Nr. 360-STR-DE-GW	360-STR-DE-GW	1.529,00 €
AED & Defibrillatoren	AED / Defibrillatoren Geräte	SAN-8630	HeartSine PAD 500P (HA CPR)	Halbautomatischer AED mit CPR-Feedback	Art.-Nr. 500-STR-DE-10	500-STR-DE-10	1.478,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8511	Batterie für LIFEPAK 1000	nicht wiederaufladbar	Art.-Nr. 11141-000100	11141-000100	388,70 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8513	Batterieladegerät für	LIFEPAK 1000	Art.-Nr. 11140-000086	11140-000086	332,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8514	Drei-poliges EKG-Kabel für	LIFEPACK 1000	Art.-Nr. 11111-000017	11111-000017	127,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8515	Hard Shell Koffer für	LIFEPACK 1000	Art.-Nr. 11260-000023	11260-000023	270,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8516	Zusatztasche für EKG-Kabel	für LIFEPAK 1000	Art.-Nr. 11425-000001	11425-000001	25,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8518	Wandhalterung für	LIFEPAK 1000	11210-000001	11210-000001	74,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8519	EKG-Simulator für LIFEPAK 1000	Patientensimulator	Art.-Nr. 11996-000310	11996-000310	741,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8521	Charge Pak Set L für CR-plus		Art.-Nr. 11403-000002	11403-000002	174,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8522	Charge Pak Set XL für CR-Plus		Art.-Nr. 11403-000001	11403-000001	221,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8523	Quik-Pak Elektroden	für Kinder, CR-Plus/LP 1000	Art.-Nr. 11101-000016	11101-000016	109,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8524	Quik-Pak Starter Kit LP 1000	Elektroden für Kinder < 8 J.	Art.-Nr. 11101-000017	11101-000017	182,60 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8525	QUIK-COMBO Therapieelektroden	Mit REDI-PAKTM; f. Erwachsene	Art.-Nr. 11996-000017	11996-000017	50,70 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8526	AMBU-Res-Cue Mask	First Responder Kit, full kit	11998-000321	11998-000321	49,14 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8526-UM	Res-Cue Mask, Res-Responder Kit	Inkl: Beatmungsmaske, Handschuhe, Reinigungstuch	Einwegrasierer, Kleiderschere		36,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8527	Tragetasche für CR-plus und	LIFEPAK Express	21300-004576	21300-004576	54,10 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8528	Hard Shell Koffer für CR-plus		Art.-Nr. 11260-000015	11260-000015	264,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8529	Wandhalterung für CR-plus		Art.-Nr. 11210-000021	11210-000021	93,90 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8540	LIFEPAK CR-Trainer	Trainingsgerät CR-plus	Art.-Nr. 11250-000075	11250-000075	351,90 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8541	Fernbedienung und Kabel für	Defibrillator CR-T (Trainer)	Art.-Nr. 11250-000099	11250-000099	51,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8546	Trainingselektroden für	CR-Trainer. Set à 5 Paar + Verpackung	Art.-Nr. 11250-000012	11250-000012	53,04 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8547	Trainingselektroden Kinder für	Defibrillator CR-Trainer	Art.-Nr. 11101-000004	11101-000004	65,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8548	Stammkabel kurz 1,5m	Inklusive Extremitätenkabel	Art.-Nr. 11111-000018	11111-000018	206,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8549	Brustwandkabel für 12-Kanal-EKG	Kennzeichng. gem. AHA	Art.-Nr. 11111-000022	11111-000022	129,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8551	CHARGE-PAK Set I		Art.-Nr. 11403-000002	11403-000002	174,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8552	Trainingselektroden für	CR Trainer. Set à 5 Paar	Art.-Nr. 11250-000015	11250-000015	52,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8553	QUIK COMBO Trainingselektroden	Kinder einzeln. 5 Paar	Art.-Nr. 11250-000042	11250-000042	19,50 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8554	Ersatz-Übungselektroden mit Drucksensor	5 Paar und 10 Fixationsstifte	Art.-Nr. 11250-000140	11250-000140	117,30 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8555	LIFEPAK CR2 Trainingssystem	Ohne Bluetooth	Art.-Nr. 11250-000164	11250-000164	459,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8556	Ersatzbatterien	(4er-Satz)	Art.-Nr. 11141-000166	11141-000166	50,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8557	QUIK-COMBO RTS Therapieelektroden	Pädiatrisch. Röntgendurchlässig	Art.-Nr. 11996-000093	11996-000093	48,10 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8558	QUIK-PAK Elektroden für Kinder		Art.-Nr. 11101-000016	11101-000016	109,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8562	EDGE System RTS Elektroden f. LP15	mit QUIK-COMBO - Erwachsene	Art.-Nr. 11996-000090	11996-000090	59,80 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8563	Spiralschlauch NIBP f. LP 12	Länge: 0,60 bis 2,70 m - Bajonett	Art.-Nr. 11996-000392	11996-000392	66,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8564	Tragetasche ohne Schultergurt	für LIFEPAK 1000	Art.-Nr. 11425-000007	11425-000007	108,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8565	Brustwandkabel für 12-Kanal-EKG	Kennzeichng. gem. IEC	Art.-Nr. 11111-000023	11111-000023	129,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8566	Li-Ionen Akku für LIFEPAK 15	mit 5,7 Ah	Art.-Nr. 21330-001176	21330-001176	281,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8567	Trainingselektroden f. CR-T, Kinder	inkl. 5 Paar + 1 Verpackung	Art.-Nr. 11250-000045	11250-000045	53,04 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8568	Blutdruckmanschette LP12/15 f. Erwachsene	Erwachsenenmanschette 35-44 cm Bajonett	Art.-Nr. 11160-000019	11160-000019	126,10 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8569	Blutdruckmanschette LP12/15 f. Kinder	Kindermanschette groß 13-20 cm Bajonett	Art.-Nr. 11160-000013	11160-000013	118,30 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8570	LIFEPAK 1000 AED TRAINER	Trainingsgerät LP 1000	Art.-Nr. 99996-000118	99996-000118	1.009,20 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8571	QUIK-COMBO Therapiekabel	für LIFEPAK 12/20	Art.-Nr. 11110-000040	11110-000040	212,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8572	Tasche oben aufliegend für	LIFEPAK 12/15 statt Hard Paddles	Art.-Nr. 11220-000028	11220-000028	40,00 €

Produktkategorie	Produktgruppe	Artnr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Beschreibung 3	Artnr. Hersteller	UVP 2022
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8573	Spiralschlauch NIBP f. LP 15	Länge: 0,60 bis 2,70 m - Bajonett	Art.-Nr. 21300-008148	21300-008148	73,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8574	Li-Ion Batterie 7,2 Ah f. LIFEPAK 12	wiederaufladbar m. REDi-Charge	Art.-Nr. 11141-000106	11141-000106	281,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8575	4-Kanal-Kabelrechen, 10er Pack	für LP 12/15	Art.-Nr. 21300-008054	21300-008054	28,60 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8576	LIFEPAK 12/15 Stammkabel 1,5m	Inklusive Extremitätenkabel IEC	Art.-Nr. 11111-000019	11111-000019	206,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8584	LIFEPAK 12/15 Stammkabel inkl. Extremitäten-	kabel, gem. IEC - Länge: 2,4 m	Art.-Nr. 11111-000021	11111-000021	216,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8585	6-Kanal-Kabelrechen, 10er Pack	für LP 12/15	Art.-Nr. 21300-008055	21300-008055	28,60 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8586	NiCd Akku 1,6 Ah für LIFEPAK 12	wiederaufladbar	Art.-Nr. 11141-000149	11141-000149	213,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8587	QUIK-COMBO Therapiekabel, L 2,4 m	für LIFEPAK 15	Art.-Nr. 11113-000004	11113-000004	178,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8589	Fahrzeughalterung für LIFEPAK 1000	10 G getestet	Art.-Nr. 11996-000385	11996-000385	576,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8590	Batterieladegerät, extern f.d. stationären Einsatz	für 230V AC Anschluss	Art.-Nr. 11577-000005	11577-000005	757,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8611	PAD-PAK-03 f. Erw. u. Kinder	Komb. Batterie- u. Elektr.satz	11516-000025, PAD-PAK-03	PAD-PAK-03	144,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8612	PAD-PAK-04 für Kleinkinder < 8 J.	Komb. Batterie-u. Elektrodensatz	11516-000026, PAD-PAK-04	PAD-PAK-04	165,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8613	Trainingsgerät HS PAD 350P	PAD 350P	TRN-350-DE	TRN-350-DE	361,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8614	Trainingselektroden HS AED	10 Paar im Set; Art-Nr. 11516-000009	TRN-ACC-02	TRN-ACC-02	100,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8615	Trainingselektroden-Kassette HeartSine	f. AED PAD 350P, 360P, 500P, PAD-PAK	Art.-Nr. TRN-PAK-04	TRN-PAK-04	24,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8621	Trainingsgerät HS PAD 360P	PAD 360P	TRN-360-DE	TRN-360-DE	361,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8631	Trainingsgerät HS PAD 500P	PAD 500P	TRN-500-DE	TRN-500-DE	361,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8641	Wandhalterung für HS SAM	PAD-AED, PAD-CAB-02	Art.-Nr. 11516-000023	PAD-CAB-02	113,00 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8700	Rotaid Plus AED Wandschr.Innen	Recycl. Kunstst., akust. Alarm	Art.-Nr. 11996-000403	11996-000403	280,80 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8710	Rotaid Solid Plus AED Wandschr	Innen + Außen, akust. Alarm	Art.-Nr. 11996-000404	11996-000404	398,40 €
AED & Defibrillatoren	Zubehör AED	SAN-8720	Rotaid Solid Plus HEAT AED	Wandschr. Außen, akust. Alarm	Art.-Nr. 11996-000405	11996-000405	597,60 €

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
LIFEPAK® CR 2		
99512-000382	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie.
99512-000380	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie.
99512-000097	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie.
99512-000095	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie.
99512-000381	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000379	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
99512-000096	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000094	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000386	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie,
99512-000384	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie,
99512-000099	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
99512-000385	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000383	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000098	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Hard-Shell Tasche, zweisprachig, deutsche und englische (konfigurierbar) deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000392	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000388	LIFEPAK® CR 2 halbautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
99512-000394	LIFEPAK® CR 2 vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, 30:2	3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
99512-000390	LIFEPAK® CR 2 Vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff, deutsche Sprachaufforderung nach ERC, kontinuierliche HLW	3G mit Simkarte zur mobilen Kommunikation WLAN Konnektivität zur Vernetzung mit LIFELINKcentral für Gerätefernüberwachung und Datenübertragung. cprINSIGHT™ Analysetechnologie während der HLW, Kindermodus ClearVoice™ Technologie mit automatischer Lautstärkenanpassung, cprCOACH™ Feedback-Technologie, 8 Jahre Garantie
LIFEPAK CR2 Zubehör und Verbrauchsmaterial		
11101-000021	QUIK-STEP Elektroden für Stimulation/Defibrillation/EKG, Lagerfähigkeit 4 Jahre	
11141-000165	LIFEPAK CR2 Lithium-Mangandioxid Batterie	(Li/MnO ₂), 12,0 V, 4,7 Ah, 55,8 Wh. Bereitschaftszeit 4 Jahre, wenn im ungebrauchten Gerät installiert
11512-000001	LIFEPAK CR 2 Gerätedeckel (Ersatz)	
11998-000321	Ambu® Res-Cue Mask Ersthelfer Set	Inhalt: 2 Paar Einweg-Handschuhe 1 wiederverwendbare Beatmungsmaske 1 Einwegrasierer 1 Kleiderschere 1 Einweg-Reinigungstuch
11260-000047	LIFEPAK CR2 Tragetasche Hard-Shell	
11512-000002	LIFEPAK CR2 Gerätehandgriff	
21300-008152	USB Portabdeckung	
21300-008143	USB-Kabel 2.0 auf Micro-USB	
26500-003758	LIFEPAK CR2 Bedienungsanleitung (Deutsch)	
LIFEPAK CR 2 Trainingssystem & Trainingszubehör		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11250-000164	LIFEPAK CR2 Trainingssystem (ohne Bluetooth),	AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation, Simulation von cprINSIGHT und cprCOACH 2 programmierbare Szenarien 1 QUIK-STEP-Elektrodenachbildung, 1 Trainings-Elektrodenablage inklusive Abdeckung mit rotem Handgriff 1 CR2 Trainer-Tasche mit zusätzlichen Staufächern für Zubehör 1 Bedienungsanleitung 4 Batterien für Trainer
11250-000149	LIFEPAK CR2 Demo-System (mit Bluetooth) NUR FÜR PHYSIO INTERN	AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation, Simulation von cprINSIGHT und cprCOACH 2 programmierbare Szenarien 1 QUIK-STEP-Elektrodenachbildung, 1 Trainings-Elektrodenablage inklusive Abdeckung mit rotem Handgriff 1 CR2 Trainer-Tasche mit zusätzlichen Staufächern für Zubehör 1 Bedienungsanleitung 4 Batterien für Trainer
11250-000141	USB, Bluetooth Dongle für LPCR2 Trainer.	
11250-000142	USB, Programmier-Stick für LPCR2 Trainer, CR2T-1.0S	
11250-000145	Trainings-Elektrodenablage (einschließlich einer Übungselektrode mit Drucksensor, Stecker und Abdeckung mit rotem Handgriff)	
11250-000140	Ersatz-Übungselektroden mit Drucksensor (5 Paar und 10 Fixationsstifte)	
11250-000139	Trainings-Elektrodenablagen-Abdeckung mit rotem Handgriff. Trainingselektrode nicht enthalten.	
11141-000166	Ersatzbatterien (4er-Satz)	
21250-000003	3er-Satz Batteriefachabdeckung für Trainingssystem	
11260-000049	LIFEPAK CR2 Trainer-Tasche mit zusätzlichen Staufächern für Zubehör, GER	
21250-000005	LIFEPAK CR Trainer Gerätedeckel GER	
11250-000144	Übungsunterlage.	
11210-000046	Wandhalterung für den LIFEPAK CR2. Farbe weiß	
11210-000047	Wandhalterung für den LIFEPAK CR2. Farbe grün	
11220-000093	Wandhalterung CR2	
11250- 000141	CR2 Bluetooth-Ersatzadapter für DEMO-Gerät	
LIFEPAK CR 2 Data Plans & LIFELINKcentral		
50998-000025	Datenplan für 3G Version des LIFEPAK CR 2. Laufzeit 4 Jahre.	Enthält die Mobilfunkgebühren für die Übertragung von Daten des LIFEPAK CR2 an LIFELINKcentral und LIFENET

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
50998-000026	Datenplan für 3G Version des LIFEPAK CR 2. Laufzeit 8 Jahre	Enthält die Mobilfunkgebühren für die Übertragung von Daten des LIFEPAK CR2 an LIFELINKcentral und LIFENET
99428-000350	LIFELINKcentral Basic. Lifetime-Lizenz.	Basiszugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Ist im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Der Basiszugang umfasst: - Email Benachrichtigungen über den Gerätestatus - Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK CR2
78000455	LIFELINKcentral Pro. 1-Jahreslizenz, pro Gerät.	Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Der erweiterte Zugang umfasst: - Email Benachrichtigungen über den Gerätestatus - Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK CR2 - Einpflegen von anderen LIFEPAKs und Geräten anderer Hersteller - Post event download (kein Vor Ort Service) - Bereitschaftskontrolle (kein Vor Ort Service)
78000457	LIFELINKcentral Pro. 4-Jahreslizenz, pro Gerät	Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Basiszugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Ist im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Der erweiterte Zugang umfasst: - Email Benachrichtigungen über den Gerätestatus - Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK CR2 - Einpflegen von anderen LIFEPAKs und Geräten anderer Hersteller - Post event download (kein Vor Ort Service) - Bereitschaftskontrolle (kein Vor Ort Service)
78000458	LIFELINKcentral Pro. 8-Jahreslizenz, pro Gerät	Erweiterter Zugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Basiszugang zu LIFELINKcentral zur Geräteverwaltung. Ist im Lieferumfang des Gerätes enthalten. Der erweiterte Zugang umfasst: - Email Benachrichtigungen über den Gerätestatus - Benachrichtigung bei Verwendung des LIFEPAK CR2 - Einpflegen von anderen LIFEPAKs und Geräten anderer Hersteller - Post event download (kein Vor Ort Service) - Bereitschaftskontrolle (kein Vor Ort Service)
78000444	LIFELINKcentral Private License - Annual fee	
78000443	LIFELINKcentral Private License - Upload fee (per device)	
78000459	LIFELINKcentral Pro License - Upload fee (per device)	
	Basic Configuration Model 6254	

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
6254BASIC	Basic Konfiguration Model 6254	Verlängerbare Hebegriffe an Kopf und Fußende Ausgeformte Handgriffe Geringes Gewicht, robuste Aluminiumkonstruktion Übergroße Hinterräder mit versiegelter Schiene Kompakte Größe zur Lagerung Duales Bremssystem Geeignet für Hochdruckreinigung Schmierfreie Wartung 10 cm Lenkrollen vorne Patentiertes Treppenfahrsystem (StairTREAD™)
6250140000	Sauerstoffflaschenhalter, elastisch	Sauerstoffflaschenhalter, elastisch
6254045000	Alarmoption für Aufbewahrungsschrank	Alarmoption für Aufbewahrungsschrank
6254OPT01	Greifdynamisches Gurtband	Greifdynamisches Gurtband
6254OPT02	Fußstütze	Fußstütze
6254OPT03	Wandhalterung	Wandhalterung
6254OPT04	Aufbewahrungstasche	Aufbewahrungstasche
6254OPT05	Aufbewahrungsschrank	Aufbewahrungsschrank
Nachfüllsets und Elektroden LIFEPAK® CR Plus		
11403-000002	CHARGE-PAK™ Set L	beinhaltet 1 CHARGE-PAK™ 1 Paar QUIK-PAK™ Therapieelektroden 1 Entladeeinheit 1 Wechsel- und Entsorgungsanleitung
11403-000001	CHARGE-PAK™ Set XL	beinhaltet 1 CHARGE-PAK™ 2 Paar QUIK-PAK™ Therapieelektroden 1 Entladeeinheit 1 Wechsel- und Entsorgungsanleitung
CR Plus Zubehör		
21300-004576	Tragetasche	Passend für LIFEPAK® CR Plus und LIFEPAK® Express. Mit Fach für Ersatzelektroden. Farbe Schwarz
11260-000015	Robuster Tragekoffer	Robuster Koffer zum sicheren Transport des LIFEPAK® CR Plus oder Express auch unter besonderen Bedingungen. Wasser + Staubdicht (IP65). Farbe Gelb.
11210-000021	Wandhalterung	Metallwandhalterung zur einfachen und leicht zugänglichen Anbringung des LIFEPAK® CR Plus oder Express
11998-000321	Ambu® Res-Cue Mask Ersthelfer Set	beinhaltet 2 Paar Einweg-Handschuhe 1 wiederverwendbare Beatmungsmaske 1 Einwegrasierer 1 Kleiderschere 1 Einweg-Reinigungstuch
Trainingsgerät & Trainingszubehör LIFEPAK® CR-T		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11250-000075	LIFEPAK® CR-T Trainings-System, deutsche / französische Sprachaufrorderungen	<p>AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation 4 feste Szenarien + 2 programmierbare Szenarien</p> <p>1 Fernbedienung (IrdA) 1 Fernbedienungskabel 1 CHARGE-PAK-Nachbildung 5 Paar Trainings-Elektroden 1 wiederverwendbare Elektrodenhülle 1 Tragetasche 1 Schockstastenabdeckung 1 Bedienungsanleitung 4 Batterien für Trainer 2 Batterien für Fernbedienung</p>
11250-000074	LIFEPAK® CR-T Trainings-System, englischen Sprachaufrorderungen	<p>AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation 4 feste Szenarien + 2 programmierbare Szenarien</p> <p>1 Fernbedienung (IrdA) 1 Fernbedienungskabel 1 CHARGE-PAK-Nachbildung 5 Paar Trainings-Elektroden 1 wiederverwendbare Elektrodenhülle 1 Tragetasche 1 Schockstastenabdeckung 1 Bedienungsanleitung 4 Batterien für Trainer 2 Batterien für Fernbedienung</p>
11250-000077	LIFEPAK® CR-T Trainings-System Italienische Sprachaufrorderungen	<p>AED Trainer mit voll- und halbautomatischer Simulation 4 feste Szenarien + 2 programmierbare Szenarien</p> <p>1 Fernbedienung (IrdA) 1 Fernbedienungskabel 1 CHARGE-PAK-Nachbildung 5 Paar Trainings-Elektroden 1 wiederverwendbare Elektrodenhülle 1 Tragetasche 1 Schockstastenabdeckung 1 Bedienungsanleitung 4 Batterien für Trainer 2 Batterien für Fernbedienung</p>
11250-000099	Fernbedienung LIFEPAK® CR-T AED Trainer	inklusive Batterien und Fernbedienungskabel
11260-000014	Tragetasche für LIFEPAK® CR-T	Mit Tragegurt und Fach für Ersatztrainingsselektroden Farbe Grau
11250-000012	Trainingsselektroden - 5 Paar + eine Verpackung	beinhaltet 5 Paar Trainingsselektroden, mehrfach verwendbar und eine Wiederverschließbare Verpackung

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11250-000015	Trainingselektroden - 5 Paar	beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar
11250-000045	Trainingselektroden Kinder - 5 Paar + eine Verpackung	beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar 1 Wiederverschließbare Verpackung
26500-002040	AED Instruktionkarte	Kurzbedienungsanleitung zur Unterbringung im Gerätedeckel
LIFEPAK® CR Plus Einweisung		
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO HOSPITAL	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist. Lieferumfang - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO PRE- HOSPITAL	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist. Lieferumfang - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO WPC	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist. Lieferumfang - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
LIFEPAK® 1000		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
99425-000098	LIFEPAK® 1000 mit grafischer Anzeige	<p>Halbautomatischer Defibrillator mit großem, graphischen Display. Eskalierendes Energieprotokoll bis zu 360 Joules und cprMAXTM Technologie. Patentierete Bewegungserkennung.</p> <p>Besonders für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet (IP55).</p> <p>Im Lieferumfang enthalten: 1 Langzeitbatterie Standby bis 5 Jahre 2 Paar Defibrillationselektroden 1 Gerätetasche mit Trageriemen 1 Kurzbedienungsanleitung 1 Handbuch</p> <p>Garantie 5 Jahre auf Gerät</p>
99425-000105	LIFEPAK® 1000 mit EKG-Anzeige und dreipoligem EKG-Kabel	<p>Halbautomatischer Defibrillator mit EKG Darstellung auf großem, graphischen Display, sowie manueller Schockmöglichkeit. Eskalierendes Energieprotokoll bis zu 360 Joules und cprMAXTM Technologie. Patentierete Bewegungserkennung.</p> <p>Besonders für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen geeignet (IP55).</p> <p>Im Lieferumfang enthalten:</p> <p>1 Langzeitbatterie Standby bis 5 Jahre 2 Paar Defibrillationselektroden 1 Gerätetasche 1 Trageriemen 1 Kurzbedienungsanleitung 1 Handbuch 1 Dreipoliges EKG-Kabel 1 Tasche für EKG-Kabel zur Befestigung am Trageriemen</p> <p>Garantie 5 Jahre auf Gerät</p>
LIFEPAK 1000 Basis Kits		
BK LP1000-001	Basis Kit LIFEPAK 1000 Rettungsdienst	<p>Basis Kit Rettungsdienst mit wiederaufladbarer Batterie</p> <p>11141-000160 Upgrade Kit Lithium-Ionen Batterie, wiederaufladbar 11140-000086 Batterieladegerät Set LIFEPAK 1000 11996-000385 Fahrzeughalterung LP1000 11141-000100 LIFEPAK 1000 Batterie nicht-wiederaufladbar</p>
LIFEPAK 1000 Energieversorgung		
11141-000100	LIFEPAK 1000 Batterie, nicht-wiederaufladbar	<p>Lithium-Mangan Dioxid Batterie</p> <p>440 Schocks bei 200 Joule Betriebsdauer 1.030 Minuten Einsatzbereitschaft bis zu 5 Jahre</p>

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11140-00086	Batterieladegerät Set LIFEPAK 1000	In der Lieferung enthalten: 1 LIFEPAK 1000 Ladegerät 1 Netzteil 1 Netzkabel 1 Bedienungsanleitung Set enthält keine Batterie !
11140-00091	Netzteil für Batterieladegerät, einzeln	Enthält nur das Netzteil
11140-00093	Netzkabel für Batterieladegerät, Euro-Stecker	Flacher EU-Kaltgerätestecker
LIFEPAK 1000 Zubehör		
11111-00017	Dreipoliges EKG Kabel	
11260-00023	Hard-Shell Koffer für LP1000	Wasserdichter, stoßfester Koffer für den sicheren Transport des LIFEPAK 1000 (IP65). Farbe: Gelb.
11425-00007	Tragetasche	Schützt LP1000 zusätzlich vor Wasser und Verschmutzung. Ablesen Bereitschaftsanzeige bei geschlossener Tasche.
11425-00012	Schultergurt für Tragetasche	
11425-00001	Zusatztasche für das dreipoligem EKG-Kabel	Zur Befestigung am Trageriemen
11998-000321	Ambu® Res-Cue Mask Ersthelfer Set	beinhaltet 2 Paar Einweg-Handschuhe 1 wiederverwendbare Beatmungsmaske 1 Einwegrasierer 1 Kleiderschere 1 Einweg-Reinigungstuch
ICS2-001	IRDA INFRAROT-ADAPTER, LP1000	
11996-000385	Fahrzeughalterung LP1000	10 G getestet
LIFEPAK 1000 Trainer		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
99996-000118	Trainer 1000 (DE, FR, IT, EN, NL, US)	<p>AED Trainer zur Simulation der LP1000 Bedienung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 feste Szenarien + 2 programmierbare Szenarien - EKG Anzeige - eingebauter Akku <p>Sprachen: DE, FR, IT, EN, NL, US</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Fernbedienung (IrdA) 1 Fernbedienungskabel 5 Paar Trainings-Elektroden 1 wiederverwendbare Elektrodenüte 1 Tragetasche, soft, Grau 1 Bedienungsanleitung auf CR-ROM 1 Ladegerät mit Euro-Stecker 2 Batterien für Fernbedienung
11996-000351	Tasche soft, Trainer 1000	Für sicheren Transport und Aufbewahrung des Trainer 1000 und Zubehör; Farbe: Grau
11996-000352	Tasche hart, Trainer 1000	Für sicheren Transport und Aufbewahrung des Trainer 1000; Farbe: Schwarz
11996-000353	Ladegerät Trainer 1000, mit EURO-Stecker	mit EURO-Stecker
11996-000358	Fernbedienung AED Trainer 1000	inklusive Batterien und Fernbedienungskabel
26500-003363	Bedienungsanleitungs-CD Trainer 1000 (DE, FR, IT, EN, NL, US)	CD ROM (DE, FR, IT, EN, NL, US)
11101-000004	<p>QUIK COMBOTM Trainingselektroden mit Verpackung geeignet für LIFEPAK 500 T und Trainer 1000 beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar und eine wiederverschließbare Verpackung mit Kabel</p>	<p>geeignet für LIFEPAK 500 T und Trainer 1000</p> <p>beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar und eine wiederverschließbare Verpackung mit Kabel</p>
11101-000003	QUIK COMBO Trainingselektroden - 5 Paar ohne Kabel	<p>Geeignet für LIFEPAK 500 T und Trainer 1000</p> <p>5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar</p>
11250-000042	QUIK COMBO Trainingselektroden - Kinder einzeln	<p>beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar</p>
11250-000045	Trainingselektroden Kinder - 5 Paar + eine Verpackung	<p>beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar 1 Wiederverschließbare Verpackung</p>
11250-000052	LIFEPAK 1000 Trainer	QUIK COMBOTM Trainingselektroden mit Verpackung

LIFEPAK 1000 Einweisung

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO HOSPITAL	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	<p>Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO PRE- HOSPITAL	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	<p>Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
EINWEISUNG NACH MPG PHYSIO WPC	Funktionsprüfung/Einweisung gemäß MPBetreibV	<p>Funktionsprüfung gemäß MPBetreibV § 10, Abs. 1 Nr. 1 und ggf. einer Einweisung für vom Betreiber beauftragte Personen gemäß Abs. 1 Nr. 2, sofern diese nicht bereits für ein baugleiches Medizinprodukt erfolgt ist.</p> <p>Lieferumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstinbetriebnahme - Geräteeinweisung nach Herstellervorgaben - Erstellung Medizinproduktebuch - Fragerunde
HeartSine samaritan Defibrillatoren		
350-STR-DE-10	samaritan® PAD 350P	<p>halbautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator / AED</p> <p>Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion</p> <p>Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht</p> <p>Extrem Robust mit IP56</p> <p>Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J</p> <p>Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Jahres Batterie- und Elektrodenkassette (Pad-Pak™) für Erwachsene und Kinder > 8 J. oder > 25kg (nur ein Ablaufdatum!) - Multifunktions-Doppeltrageetasche gelb/blau - Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung - Zertifikate und Zulassungen CE 0120, FDA, UL, ISO, STK befreit, IP56, Luftfahrtzulassung - Updatebar mit neuen AHA / ERC / Illcor Richtlinien - 8 Jahre Herstellergarantie

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
350-STR-DE-GW	Heartsine samaritan PAD 350P Connected AED, Deutsch	Heartsine samaritan PAD 350P Connected AED, Deutsch Halbautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator WIFI Überwachungsmodul Inkl. 1 Pad-Pak-03, Schutz-und Tragetasche, 1 Heartsine Gateway, Kontrolle der Einsatzbereitschaft über AED Management Programm, Bedienungsanleitung 8 Jahre Herstellergarantie auf AED 2 Jahre Herstellergarantie auf Gateway
360-STR-DE-GW	Heartsine samaritan PAD 360P Connected AED, Deutsch	Heartsine samaritan PAD 360P Connected AED, Deutsch Vollautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator mit WIFI Überwachungsmodul Inkl. 1 Pad-Pak-03, Schutz-und Tragetasche, 1 Heartsine Gateway, Kontrolle der Einsatzbereitschaft über AED Management Programm, Bedienungsanleitung 8 Jahre Herstellergarantie auf AED 2 Jahre Herstellergarantie auf Gateway
360-STR-DE-10	samaritan® PAD 360P	vollautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator / AED Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht Extrem Robust mit IP56 Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit Lieferumfang: - 4 Jahres Batterie- und Elektrodenkassette (Pad-Pak™) für Erwachsene und Kinder > 8 J. oder > 25kg (nur ein Ablaufdatum!) - Multifunktions-Doppeltragetasche gelb/blau - Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung - Zertifikate und Zulassungen CE 0120, FDA, UL, ISO, STK befreit, IP56, Luftfahrtzulassung - Updatebar mit neuen AHA / ERC / Illcor Richtlinien - 8 Jahre Herstellergarantie

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
500-STR-DE-10	samaritan® PAD 500P	<p>halbautomatischer Reanimations – Defibrillator / AED mit Echtzeitkontrolle und Anweisungen zur Herzdruckmassage Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht Extrem Robust mit IP56 Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit CPR Advisory/Feedback zur Unterstützung der Reanimationsqualität optisch und akustisch</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 Jahres Batterie- und Elektrodenkassette (Pad-Pak™) für Erwachsene und Kinder > 8 J. oder > 25kg (nur ein Ablaufdatum!) - Multifunktions-Doppeltrageetasche gelb/blau - Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung - Zertifikate und Zulassungen CE 0120, FDA, UL, ISO, STK befreit, IP56, Luftfahrtzulassung - Updatebar mit neuen AHA / ERC / Illcor Richtlinien - 8 Jahre Herstellergarantie
500-STR-DE-GW	Heartsine samaritan PAD 500P Connected AED, Deutsch	<p>Heartsine samaritan PAD 500P Connected AED, Deutsch halbautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator mit WIFI Überwachungsmodul Inkl. 1 Pad-Pak-03, Schutz-und Trageetasche, WIFI Verbindu1 Heartsine Gateway, Kontrolle der Einsatzbereitschaft über AED Management Programm, Bedienungsanleitung</p> <p>8 Jahre Herstellergarantie auf AED 2 Jahre Herstellergarantie auf Gateway</p>
ACC-GTW-DE-01	HeartSine Gateway (WIFI Überwachungsmodul)	<p>HeartSine Gateway (WIFI Überwachungsmodul) Gateway Schutz-und Trageetasche, Bedienungsanleitung, Deutsch 2 Jahre Herstellergarantie</p>
350-STR-DE-AV	SAM 350P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) German Language	<p>halbautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator / AED Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht Extrem Robust mit IP56 Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit (TSO/Aviation PAD-Pak 07)</p>
360-STR-DE-AV	SAM 360P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) German Language	<p>vollautomatischer Erste-Hilfe Defibrillator / AED Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht Extrem Robust mit IP56 Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit (TSO/Aviation Pad-Pak-07)</p>

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
500-STR-DE-AV	SAM 500P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) German Language	halbautomatischer Reanimations – Defibrillator / AED mit Echtzeitkontrolle und Anweisungen zur Herzdruckmassage Einfachste Bedienung durch 1-Knopf Funktion Kompaktes Design, 1,1 Kg leicht Extrem Robust mit IP56 Ansteigendes Energieprotokoll 150J,150J, 200J Wartungsfreundlich mit 4 Jahresintervall und STK befreit CPR Advisory/Feedback zur Unterstützung der Reanimationsqualität optisch und akustisch (TSO/Aviation Pad-Pak-07)
360-STR-ST-GW	SAM 360P, ROW Device (RED), HeartSine Gateway, 1 Pad-Pak-03, German, (2 min CPR)	nur in Deutschland verfügbar
ACC-GTW-ST-01	HeartSine Gateway, RED Gateway Carry Case, German	HeartSine Gateway (WIFI Überwachungsmodul) RED Gateway Schutz-und Tragetasche, Bedienungsanleitung, Deutsch 2 Jahre Herstellergarantie
HeartSine Zubehör und Verbrauchsmaterial		
PAD-ACC-02	Saver EVO Datenübertragungskabel	USB Kabel zur Übertragung der Defidaten an einen PC.
PAD-ACC-17	Ersthelfer Kit, bestehend aus: 1 Beatmungsmaske 2 Paar Nitril Einweg-Handschuhe 1 Einweggrasierer 1 Einweg-Reinigungstuch 1 Desinfektionstuch 1 Kleiderschere 1 Entsorgungsbeutel 1 Reißverschlussbeutel	
PAD-BAG-01	Multifunktions-Doppeltragetasche gelb/blau	
PAD-CAB-02	Wandhalterung für samaritan® Defibrillatoren	
PAD-CAB-04	Wandhalterung für samaritan® Defibrillatoren mit Alarm	
PAD-PAK-03	Pad-Pak Kassette für Kinder und Erwachsene, 4 J. haltbar	Die Pad-Pak™-Kassette enthält Batterie und vorkonnectierte Elektroden mit einer Haltbarkeit von 4 Jahren ab Herstellungsdatum. Kapazität der Lithium-Mangan-Dioxid Batterie > 60 Schocks mit 200J, 18V, 1,5 Ah
PAD-PAK-04	Pediatric-Pak Kassette für Kleinkinder unter 8 J., 4 J. haltbar	Die Pad-Pak™-Kassette für Kleinkinder unter 8 Jahren enthält Batterie und vorkonnectierte Elektroden mit einer Haltbarkeit von 4 Jahren ab Herstellungsdatum. Kapazität der Lithium-Mangan-Dioxid Batterie > 60 Schocks mit 200J, 18V, 1,5 Ah
PAD-PAK-07	Pad-Pak Kassette für Kinder und Erwachsene, 4 J. haltbar eTSO zertifiziert	Die Pad-Pak™-Kassette enthält Batterie und vorkonnectierte Elektroden mit einer Haltbarkeit von 4 Jahren ab Herstellungsdatum. Kapazität der Lithium-Mangan-Dioxid Batterie > 60 Schocks mit 200J, 18V, 1,5 Ah
PAD-BAG-02	AED Rucksack zur Unterbringung des samaritan® PAD 350P, samaritan® PAD 360P, samaritan® PAD 500P	
HeartSine Trainingszubehör		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
TRN-350-DE	SAM 350 Trainingssystem	Halbautomatisches Trainingssystem. AED Trainer mit halbautomatischer Simulation 6 Trainingsszenarien 1 Fernbedienung (IrdA) mit 2 AAA Batterien Netzladegerät 1 Multifunktions-Doppeltrageetasche gelb/blau für Trainingssystem 1 Pad-PAK-Nachbildung 5 Paar wiederverwendbare Trainings-Elektroden 1 Bedienungsanleitung
TRN-360-DE	SAM 360 Trainingssystem	Vollautomatisches Trainingssystem AED Trainer mit vollautomatischer Simulation 6 Trainingsszenarien 1 Fernbedienung (IrdA) mit 2 AAA Batterien Netzladegerät 1 Multifunktions-Doppeltrageetasche gelb/blau für Trainingssystem 1 Pad-PAK-Nachbildung 5 Paar wiederverwendbare Trainings-Elektroden 1 Bedienungsanleitung
TRN-500-DE	SAM 500 Trainingssystem	Halbautomatisches Trainingssystem. AED Trainer mit halbautomatischer Simulation. Zusätzlich Simulation der CPR-Feedback funktionen (Akustisch und visuell) 6 Trainingsszenarien 1 Fernbedienung (IrdA) mit 2 AAA Batterien 1. Netzladegerät 1 Multifunktions-Doppeltrageetasche gelb/blau für Trainingssystem 1 Pad-PAK-Nachbildung 5 Paar wiederverwendbare Trainings-Elektroden 1 Bedienungsanleitung
TRN-ACC-02	Ersatz-Trainingselektroden 10 Stk.	
TRN-ACC-03	Ersatz-Trainingselektroden 25 Stk.	
TRN-PAK-04	Ersatzkassette für Pad-Pak Nachbildung	
TRN-ACC-16	Fernbedienung für TRN-350-XX	
TRN-ACC-17	Fernbedienung für TRN-500-XX	
TRN-ACC-18	Fernbedienung für TRN-360-XX	
HeartSine Gateway Zubehör		
ACC-REM-GW	HeartSine Gateway Entnahmewerkzeug	
ACC-BAT-GW	HeartSine Gateway Ersatzbatterie	
AED Aufbewahrung		

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11996-000403	Rotaid Plus	Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000404	Rotaid Solid Plus	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank – Innen + Außen Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000405	Rotaid Solid Plus HEAT	Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11220-000079	AED-Wandschrank mit Alarm, Weiß Indoor	Robuster Stahlschrank mit Frontscheibe aus Kunststoff zur einfachen Kontrolle des Gerätestatus. Geeignet für LIFEPAK 1000 / CR Plus. Farbe: Weiß Alarm: akustisch, batteriebetrieben, mit Schlüssel abschaltbar Masse: 35,6 cm H x 44 cm B x 17,8 cm T Montage auf Putz - Selbstmontage erforderlich Lieferung enthält Montagematerial, 9 V Batterie, sowie Schlüssel zur Alarmabschaltung
11220-000076	AED-Wandschrank mit Alarm, Edelstahl Indoor	Robuster Edelstahlschrank mit Frontscheibe aus Kunststoff zur einfachen Kontrolle des Gerätestatus. Geeignet für LIFEPAK 1000 / CR Plus. Farbe: Edelstahl Alarm: akustisch, batteriebetrieben, mit Schlüssel abschaltbar Masse: 35,6 cm H x 44 cm B x 17,8 cm T Montage auf Putz - Selbstmontage erforderlich Lieferung enthält Montagematerial, 9 V Batterie, sowie Schlüssel zur Alarmabschaltung

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11210-000028	AED-Standschrank mit Alarm, weiß Indoor	Robuster Stahlschrank mit Frontscheibe aus Kunststoff zur einfachen Kontrolle des Gerätestatus. Geeignet für LIFEPAK 1000 / CR Plus. Farbe: Weiß Alarm: akustisch, batteriebetrieben, mit Schlüssel abschaltbar Masse: 35,6 cm H x 44 cm B x 17,8 cm T Höhe mit Standfuß: 132cm Montage auf Putz - Selbstmontage erforderlich Lieferung enthält Montagematerial, 9 V Batterie, sowie Schlüssel zur Alarmabschaltung
11210-000029	AED-Standschrank mit Alarm, Edelstahl Indoor	Robuster Edelstahlschrank mit Frontscheibe aus Kunststoff zur einfachen Kontrolle des Gerätestatus. Geeignet für LIFEPAK 1000 / CR Plus. Farbe: Edelstahl Alarm: akustisch, batteriebetrieben, mit Schlüssel abschaltbar Masse: 35,6 cm H x 44 cm B x 17,8 cm T Höhe mit Standfuß: 132cm Montage auf Putz - Selbstmontage erforderlich Lieferung enthält Montagematerial, 9 V Batterie, sowie Schlüssel zur Alarmabschaltung
11210-000026	AED-Wandschrank mit Alarm, Brandschutz	AED-Wandschrank mit Alarm, Brandschutz Teilversenkte Montage (7,6 cm Wandvorsprung)
11210-000027	AED-Wandschrank mit Alarm, Brandschutz	AED-Wandschrank mit Alarm, Brandschutz Einbaumontage (3,8 cm Wandvorsprung)
11220-000077	AED-Wandschrank mit Alarm (Edelstahl)	AED-Wandschrank mit Alarm (Edelstahl) Teilverstenkte Montage (7,6 cm Wandvorsprung)
21300-006797	Ersatzscheibe für AED-Wandschrank	Ersatzscheibe für AED-Wandschrank
AED Hinweisschilder		
11998-000329	AED Hinweisschild Winkel	ILCOR konformes AED Hinweisschild. Zweiseitig bedruckt. Winkelmontage (Zelt)
11998-000327	AED Hinweisschild Flach	ILCOR konformes AED Hinweisschild. Einseitig bedruckt. Zur flachen Anbringung.
11998-000328	AED Hinweisschild T-Form	ILCOR konformes AED Hinweisschild. Beidseitig bedruckt. T-Montage (Fahnschild).
AED Wandhalterungen		
11210-000001	Wandhalterung für LIFEPAK 1000 und LP500	Stellt sicher das Ihr LIFEPAK immer an der gleichen Stelle zu finden und leicht zugänglich ist. Einfache Montage. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.
11210-000021	Wandhalterung LIFEPAK CR Plus / Express	Stellt sicher das Ihr LIFEPAK immer an der gleichen Stelle zu finden und leicht zugänglich ist. Einfache Montage. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11996-000441	Rotaid Plus CR2	Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen für LIFEPAK CR2. Farbe weiß Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000442	Rotaid Plus CR2	Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen für LIFEPAK CR2. Farbe grün Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000443	Rotaid Plus CR2	Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen für LIFEPAK CR2. Farbe rot Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000444	Rotaid Plus CR2	Rotaid Plus AED Wandschrank - Innen für LIFEPAK CR2. Farbe gelb Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000445	Rotaid Solid Plus CR2	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank – Innen + Außen für LIFEPAK CR2. Farbe weiß Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000446	Rotaid Solid Plus CR2	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank – Innen + Außen für LIFEPAK CR2. Farbe grün Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000447	Rotaid Solid Plus CR2	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank – Innen + Außen für LIFEPAK CR2. Farbe rot Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000448	Rotaid Solid Plus CR2	Rotaid Solid Plus AED Wandschrank – Innen + Außen für LIFEPAK CR2. Farbe gelb Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000449	Rotaid Solid Plus Heat CR2	Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen für LIFEPAK CR2. Farbe weiß Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbxh), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
11996-000450	Rotaid Solid Plus Heat CR2	Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen für LIFEPAK CR2. Farbe grün Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbhx), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000451	Rotaid Solid Plus Heat CR2	Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen für LIFEPAK CR2. Farbe rot Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbhx), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
11996-000452	Rotaid Solid Plus Heat CR2	Rotaid Solid Plus HEAT AED Wandschrank – Außen für LIFEPAK CR2. Farbe gelb Hochwertiger AED Wandschrank aus recyceltem Kunststoff, im AED Hinweis-Design - Schnell erkennbar – schnell zu öffnen, ausgestattet mit einer Heizvorrichtung: Die Heizvorrichtung, ermöglicht eine Innentemperatur von mindestens 5°C, auch wenn die Außentemperatur auf -30° sinkt. Mit akustischem Alarm (85 db), extrem stoßfest – Schutzklasse IK10, wasserabweisend – IP55, UV Schutz, Selbstmontage auf Putz, 47cmx47cmx18cm (lxbhx), Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Zubehör LP500		
11101-000004	QUIK COMBOTM Trainingselektroden mit Verpackung geeignet für LIFEPAK 500 T und Trainer 1000 beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar und eine wiederverschließbare Verpackung mit Kabel	geeignet für LIFEPAK 500 T und Trainer 1000 beinhaltet 5 Paar Trainingselektroden, mehrfach verwendbar und eine wiederverschließbare Verpackung mit Kabel
Masimo RC Patientenkel LIFEPAK 15		
11171-000037	Masimo RC Patientenkel 1,2m	
11171-000038	Masimo RC Patientenkel 3,6m	
11171-000082	Masimo Patientenkel EMS (verstärkt)	
11171-000069	RC-1, Patientenkel für M-LNCS und Rainbow Sensoren, 0,3m	
QUIK-COMBO Elektroden		
11996-000017	QUIK-COMBO Therapieelektrode mit REDI-PAKTM	107 cm Kabellänge
11996-000093	QUIK-COMBO RTS Therapieelektrode - Pädiatrisch - Röntgendurchlässig	Nur zum Gebrauch mit manuellen Defibrillatoren; 12 Monate Mindesthaltbarkeit bei Versand 61 cm Kabellänge
11996-000090	QUIK-COMBO RTS Therapieelektrode - Röntgendurchlässig	61 cm Kabellänge
Therapieelektroden AED		
11101-000016	QUIK-PAK™ Elektroden für KINDER	1 Paar Elektroden für Kinder < 8 Jahre / < 25 kg Körpergewicht
11101-000017	QUIK-PAK Elektroden für KINDER im Starter-Kit	beinhaltet 1 Paar Elektroden für Kinder mit Energiereduzierung 1 Tasche zur Befestigung am Trageriemen 1 Kurzbedienungsanleitung
PIP CR2	STK für LIFEPAK® CR2 (zzgl. Anfahrtskosten)	STK nach MPBetreibV §11 fürLIFEPAK® CR2, Vor-Ort-Prüfung

Artnr. Hersteller	Produkt	Beschreibung / Inhalte
PIP LP1000	STK für LIFEPAK® 1000 (zzgl. Anfahrtskosten)	STK nach MPBetreibV §11 für LIFEPAK® 1000, Vor-Ort-Prüfung
PIP LPCRplus	STK für LIFEPAK® CR Plus (zzgl. Anfahrtskosten)	STK nach MPBetreibV §11 für LIFEPAK® CRPlus, Austausch der Batterie & 2 Elektroden, kostenloses Software-Update im Rahmen der Serviceleistung, Vor-Ort-Prüfung
PIP HeartSine	STK für HeartSine® HS 350/360/500 (zzgl. Anfahrtskosten)	STK nach MPBetreibV §11 für HeartSine® AED, Austausch der Batterie & 1x Elektrodenpaar (wenn notwendig), kostenloses Software-Update im Rahmen der Serviceleistung, Vor-Ort-Prüfung
LPCRPlus CONTRACT	Service Vertrag für LIFEPAK® CRPlus (ab 3 Geräte / Standort)	Der Servicevertrag beinhaltet: STK nach MPBetreibV §11, 1x kostenlose Anfahrt alle 24 Monate, anfallende Arbeitszeit, Versandkosten, Austausch der Batterie und 2x Elektrodenpaare, Prüfprotokoll & Servicebericht
HeartSine CONTRACT	Service Vertrag für HeartSine® HS 350/360/500 (ab 3 Geräte / Standort)	Der Servicevertrag beinhaltet: STK nach MPBetreibV §11, 1x kostenlose Anfahrt alle 24 Monate, anfallende Arbeitszeit, Versandkosten, Austausch der Batterie und 1x Elektrodenpaar (wenn notwendig), Prüfprotokoll & Servicebericht
LP1000 CONTRACT	Service Vertrag für LIFEPAK® 1000 (ab 3 Geräte / Standort)	Der Servicevertrag beinhaltet: STK nach MPBetreibV §11, 1x kostenlose Anfahrt alle 24 Monate, anfallende Arbeitszeit, Versandkosten, Prüfprotokoll & Servicebericht
LPCR2 CONTRACT	Service Vertrag für LIFEPAK® CR2 (ab 3 Geräte / Standort)	Der Servicevertrag beinhaltet: STK nach MPBetreibV §11, 1x kostenlose Anfahrt alle 24 Monate, anfallende Arbeitszeit, Versandkosten, Prüfprotokoll & Servicebericht