



ROT hat SIGNALWIRKUNG

HIGHLIGHTS

AUS DEM
RUCKSACK- & TASCHENSORTIMENT



RESCUE I
RETTUNGSRUCKSACK

EIN BEWÄHRTER KLASSIKER MIT
PREIS-LEISTUNGS-GARANTIE



RESCUE I PLUS
RETTUNGSRUCKSACK mit
1 Zusatztasche

DAS PLUS AN RAUM FÜR
ZUBEHÖR, AED ODER
PERSÖNLICHES EQUIPMENT



ultraRESCUE LITE
RETTUNGSRUCKSACK
Kompakt

WENIG PLATZ, VIEL MATERIAL?
IHRE LÖSUNG -
UNSER KOMPAKTER
PLATZWUNDER-RUCKSACK.



ultraDOC ROT
DOKUMENTENTASCHE

MEHR ALS EINE
DOKUMENTENTASCHE -
DETAILS MACHEN DEN
UNTERSCHIED.



RESCUE I & RESCUE I PLUS Rettengrucksäcke

PREIS trifft LEISTUNG



Der bewährte und vielseitige **RESCUE I** hat einen großen Bruder bekommen, den **RESCUE I PLUS**. Genauso stabil und robust, und jetzt mit einer zusätzlichen Fronttasche zur Aufnahme von weiterem Equipment.

RESCUE I
Art.-Nr. **SAN-500-R**

RESCUE I PLUS
Art.-Nr. **SAN-500-R-Z**

MULTITALENT



RESCUE I

FIRST
RESPONDER
DIN 13155

TÜR-
ÖFFNUNG

FIRE &
RESCUE
DIN 14142



RESCUE I PLUS



Platz für ein personalisiertes Rückenschild mit Klettbefestigung

Im Innenraum bleibt der RESCUE I flexibel und trotzdem aufgeräumt durch farblich gekennzeichnete Modultaschen inkl. einer Halterung für eine Sauerstoffflasche oder durch Werkzeug-Halterungsmodule.



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

ultraRESCUE LITE Rettungsrucksack Kompakt




ARBEITEN wie die PROFIS

Mit Außenmaßen von 45 x 27 x 21 cm ist dieser kompakte Rettungsrucksack vielseitig einsetzbar, lässt er doch in Sachen Verstaumöglichkeiten keine Wünsche offen. 4 Außentaschen sowie 4 farblich gekennzeichnete Modultaschen im Inneren nehmen einiges an Material auf. Und im Bedarfsfall lässt sich das Hauptfach noch einmal um 5 cm erweitern - jetzt kann auch eine Zervikalstütze eingepackt werden.

Art.-Nr. **SAN-400-R**

STRUKTUR bringt ORDNUNG



Farbliche Kennzeichnung

Erweiterung - Roter Reissverschluss




Ordnungssysteme

in allen Taschen



Kennzeichnungsfenster

Öffnung nach unten zum Schutz vor Spritzwasser



Griffbereich

Griff- und Materialverstärkung



Profi-Like

Modultaschen aus dem Profi-Rucksack ultraRESCUE I



VARIANTEN

SAN-400-R-L

Rucksack ohne Modultaschen

SAN-400-R

Rucksack mit 4 Modultaschen



SAN-400-R-SP

Rucksack inkl. DIN 13157 + Sonderequipment „Sport“



SAN-400-R-FR

Rucksack inkl. DIN 14142 + Sonderequipment „Helfer vor Ort“



SAN-400-R-FW

Rucksack inkl. DIN 14142 „Feuerwehr“



SAN-400-R-FA

Rucksack inkl. DIN 13157 + Sonderequipment „Betrieb“



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



ORGANISIERT im EINSATZ

Die robuste und abwaschbare Dokumentenmappe ist ebenso vielseitig wie funktional. Neben einer großen Anzahl von Steckfächern für Dokumente, Karten o.ä. sind ein Klemmbrett und ein Tablethalter integriert. Mittels Klett ist das Klemmbrett auch als Schreibunterlage auf der Außenseite der Tasche zu fixieren.

Art.-Nr. **SAN-7225-R**

DAS KLEINE BÜRO



Im Inneren hat alles seinen Platz: Dokumente, Stifte, Anleitungen, Einsatzkarten, persönliches Equipment und sogar einzelne Schlüssel.



Das Klemmbrett kann über ein Klettsystem auf der Außenseite angebracht werden und mit geschlossenem Reißverschluss dient die ultraDOC als Unterlage, die mittels Gurt bequem um die Schultern gelegt werden kann.



Auf der Rückseite können Dokumente gut sichtbar und vor Regen geschützt aufbewahrt oder Einsatz-Szenarien auf eingeschobenen Karten skizziert werden.

