

**ultraMEDIC®**

**ZUBEHÖR**  
Rettungstragen

**EQUIPMENT**  
Stretchers



**NEU**

# ultraFLEX PRO

FLEXIBEL EINSTELLBARE TRANSPORTAUFHÄNGUNG  
*FLEXIBLY ADJUSTABLE TRANSPORT SUSPENSION*



DEUTSCH



ENGLISH



[www.ultramedic.de](http://www.ultramedic.de)





Aufbewahrungsbeutel  
Rope bag

Art. No. **SAN-0097-P**

§ **Geprüftes Komplettsystem**  
(Klasse I gem. EU 2017/745 – MDR)  
*Tested complete system*  
(Class I acc. to EU 2017/745 - MDR)

**kg** 2,3 kg

**kg max** 600 kg  
\*Bitte max. Belastbarkeit der Rettungsmittel beachten  
\*Please note the max. load capacity of the rescue equipment



Inkl. / incl.

4 Karabiner  
1 Extra-Karabiner (für die Verwendung ohne Flaschenzug)  
4 Gurte (2 Gurte mit der Riggingplatte vernäht)  
1 Riggingplatte  
1 Flaschenzug "UP YOU GO"  
1 Aufbewahrungsbeutel aus Cordura



Arbeitslänge / Working length  
150 cm Gurte kopfseitig  
Belts on the head side  
120 cm Gurte fußseitig  
Belts on the foot side

4 Carabiner  
1 Extra-Carabiner (for use without pulley)  
4 Belts (2 belts sewn to the rigging plate)  
1 Rigging plate  
1 Pulley "UP YOU GO"  
1 Rope bag made of Cordura

## KOMFORT bei der ANWENDUNG

- Einfacher Wechsel von der **horizontalen** in die **vertikale** Patientenausrichtung unter Belastung möglich
- **Stufenlos einstellbarer Neigungswinkel** der Trage durch **einzelnen verstellbare Gurte** – flexible Anpassung bzw. Einstellung während des Rettungsvorgangs unter Belastung möglich
- Einstellung der **rechts/links Achse** unter Belastung
- Nutzung auch bei begrenzten Platz-/ Höhenverhältnissen durch Einkürzen der Systemlänge
- Wahlweise einsetzbar mit und ohne Flaschenzug (Übersetzung 1:4)

## COMFORT in USE

- Easy change from **horizontal to vertical** patient alignment under load possible
- **Infinitely adjustable angle of inclination** of the stretcher thanks to **individually adjustable belts** - flexible adjustment or setting possible during the rescue procedure under load
- Adjustment of **right/left** axis under load
- Can also be used in limited space/height conditions by shortening the system length
- Can be used with or without a pulley (1:4 ratio)

## KOMPATIBILITÄT

### ultraMEDIC Rettungstragen:

ultraBASKET STRETCHER, ultraBASKET STRETCHER TWIN,  
ultraBASKET STRETCHER SMALL,  
ultraROLL STRETCHER Serie, CONREST

## COMPATIBILITY

### ultraMEDIC rescue stretchers:

ultraBASKET STRETCHER, ultraBASKET STRETCHER TWIN,  
ultraBASKET STRETCHER SMALL,  
ultraROLL STRETCHER series, CONREST

## EINSATZGEBIETE

Höhenrettung, Bergrettung, Behälterrettung,  
Engraumrettung, Offshorerettung, Helikopterrettung

## APPLICATION AREAS

Fire departments, height rescue, mountain rescue, container rescue, confined space rescue, offshore rescue, helicopter rescue

