



ultraBASKET STRETCHER SERIE & ZUBEHÖR



ULTIMATIVE LÖSUNG

**EIN SYSTEM -
ALLE MÖGLICHKEITEN**

SAN-0087-1
ultraBASKET STRETCHER

SAN-0087-2
ultraBASKET STRETCHER TWIN

SAN-0087-1-M
ultraBASKET STRETCHER SMALL

SAN-0087-2-XXL
ultraBASKET STRETCHER XXL

Entdecken Sie die ultraMEDIC Korbtragen der **ultraBASKET STRETCHER SERIE** - Ihre ultimative Lösung für den sicheren Transport von Verletzten, wenn herkömmliche Tragestühle oder Krankentragen nicht ausreichen.

Unsere Korbtragen kommen in vielfältigen Einsatzszenarien zur Anwendung, darunter bei Industrie- und Bergbauunfällen, Schiffs- und Luftrettungen sowie bei Rettungseinsätzen in Gewässern, Schächten, Gebirgen (einschließlich Eisrettung) und auf Gerüsten.



ultraBASKET STRETCHER & ultraBASKET STRETCHER TWIN

EINTEILIG

TEILBAR



SAN-0087-1



12,5 kg



2178 x 618 x 189 mm



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte
1x Matratzenauflage
1x Fußstütze



ultraBASKET STRETCHER
SAN-0087-1

MATERIAL

ABS PC Blend / Aluminiumrahmen

EINSATZBEREICH

Feuerwehr, Rettungsdienste, betrieblicher Arbeitsschutz

EMPFOHLEN

Rettungssituationen in unwegsamem Gelände, Drehleiter-Rettung, Bergrettung, Wasserrettung, Katastrophenschutz, Rettung aus Höhen und Tiefen, Luftrettung.



kompatibel mit allen ultraGEAR-Modellen



ohne vorgegebene Ablegereife



SAN-0087-2



15,5 kg



2142 x 618 x 189 mm



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte
2x Matratzenauflage, geteilt
1x Fußstütze
1x Sechskant-Stiftschlüssel



ultraBASKET STRETCHER TWIN
SAN-0087-2

MATERIAL

ABS PC Blend / Aluminiumrahmen

EINSATZBEREICH

Feuerwehr, Rettungsdienste, betrieblicher Arbeitsschutz

EMPFOHLEN

Rettungssituationen in unwegsamem Gelände, Drehleiter-Rettung, Bergrettung, Wasserrettung, Katastrophenschutz, Rettung aus Höhen und Tiefen, Luftrettung.

Platzbedarf bei Lagerung und Transport: kompaktes Verstauen der teilbaren Rettungstrage.



kompatibel mit allen ultraGEAR-Modellen



ohne vorgegebene Ablegereife



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

ultraBASKET STRETCHER SMALL & ultraBASKET STRETCHER XXL

EXTRA SCHMAL

SCHWERLASTKORBTRAGE

NEU



SAN-0087-1-M



17,8 kg



2180 x 590 x 200 mm



inkl. 3 Patienten-Sicherungsgurte
1x Matratzenauflage
1x Fußstütze



ultraBASKET STRETCHER SMALL
SAN-0087-1-M

MATERIAL

ABS PC Blend / Edelstahlrahmen

EINSATZBEREICH

Feuerwehr, Rettungsdienste, betrieblicher Arbeitsschutz

EMPFOHLEN

Engraumrettung / Confined Space Rescue, Rettungssituationen in unwegsamem Gelände, Drehleiter-Rettung, Bergrettung, Wasserrettung, Katastrophenschutz, Rettung aus Höhen und Tiefen, Luftrettung.



ohne vorgegebene Ablegereife



SAN-0087-2-XXL



36 kg



2141 x 818 x 189 mm



inkl. 4 Patienten-Sicherungsgurte
2x Matratzenauflage, geteilt
1x Fußstütze
1x Sechskant-Stiftschlüssel



ultraBASKET STRETCHER XXL
SAN-0087-2-XXL

MATERIAL

ABS PC Blend / Edelstahlrahmen

EINSATZBEREICH

Feuerwehr, Rettungsdienste, betrieblicher Arbeitsschutz

EMPFOHLEN

Adipösenrettung, Rettungssituationen in unwegsamem Gelände, Drehleiter-Rettung, Bergrettung, Katastrophenschutz, Rettung aus Höhen und Tiefen, Luftrettung.

Platzbedarf bei Lagerung und Transport: kompaktes Verstauen der teilbaren Rettungstrage.



ohne vorgegebene Ablegereife



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de

ZIEHEN & FAHREN



SAN-0085-02
ultraGEAR II
Edelstahl-Fahrwerk
für Korbtragen



SAN-0085-01
ultraGEAR MOBILE
Edelstahl-Fahrwerk
für Korbtragen



SAN-0087-SK
ultraSKID
Polyamidkufen
für Eisrettung



SAN-6010
ultraPULL STRAP SET
Zuggurte für Korbtragen

SAN-0087-2 im Einsatz mit

- ultraGEAR MOBILE
- ultraPULL STRAP SET
- ultraTHERM Patienten-Schutzhülle



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de


SCHWIMMEN & HEBEN



SAN-0087-S
ultraFLOATING
Schwimmkragen
für Korbtragen



SAN-0086
ultraBRIDLES
Transportgehänge
für Korbtragen



SAN-0097-P
ultraFLEX PRO
Transportgehänge
für Korbtragen



SAN-0087-1 im Einsatz mit
ultraBRIDLES



ultraFLEX PRO im Einsatz



SCHUTZ & KOMFORT



SAN-0088
Tragetasche
für 1-teilige Korbtragen



SAN-0088-02
Tragetasche
für 2-teilige Korbtragen



SAN-7071
ultraTHERM
Patientendecke



SAN-7072
ultraTHERM
Patienten-Schutzhülle



SAN-0087-1-M im Einsatz mit

- ultraFLEX PRO
- ultraTHERM Patienten-Schutzhülle

Ihr Fachhandel



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de