



S-BOON

Spineboard

ultraMEDIC®

www.ultramedic.de

Durch die aus dem Flugzeugbau stammende Spantenbauweise erreicht das Spineboard eine sehr hohe Stabilität und Tragfähigkeit. Die Norm DIN 1865 verlangt 150 kg Belastbarkeit. Bei der Prüfung hielt das S-BOON einem Gewicht von 500 kg permanent stand.

- flach, leicht, stabil
- schwimmfähig
- Röntgen-, MRT- und CT-tauglich

Leicht konkave Form und große Grifföffnungen ermöglichen das Heben des Spineboards auch mit Handschuhen.



Artikel: **SAN-0295**



1860 x 430 x 50 mm



7,5 kg



3 Patientensicherungsgurte



Optionales Zubehör:

ultraHEAD-LOCK II

SAN-0285

ultraMEDIC GmbH & Co. KG
Im Bruch 11-15
D - 56567 Neuwied

Telefon: +49 (0) 26 31 / 969 83-0
Telefax: +49 (0) 26 31 / 969 83-33

info@ultramedic.de
www.ultramedic.de