



KEINE 2.CHANCE für ERSTE HILFE

NOTFALL & ERSTE HILFE

IM BETRIEB

DEFIBRILLATOR HEARTSINE PAD 360P (VA)



Vollautomatischer Defibrillator für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern. Das Gerät analysiert den Herzrhythmus und gibt, falls erforderlich, automatisch einen rettenden Elektroschock ab.

SAN-8620

200 x 184 x 48 mm

DEFIBRILLATOR LIFEPAK CR2



Vollautomatischer, intuitiv zu bedienender Defibrillator für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern. Ein täglicher Selbsttest gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät stets einsatzbereit ist. Die Einbindung in ein WLAN erleichtert zudem die Diagnose für das Notfallteam.

SAN-8581

226 x 274 x 97 mm

ERSTE-HILFE-RUCKSACK ultraRESCUE LITE



Leichter und kompakter Rettungsrucksack mit erweiterter Erste-Hilfe-Füllung für den Einsatz im Betrieb oder auf der Baustelle. Arbeiten wie die Profis - 4 farbige Modultaschen im Hauptfach sorgen für Ordnung und einen schnellen Zugriff auf den Inhalt. In der Fronttasche findet sich sogar noch Platz für einen Defibrillator.

SAN-400-R-FA

450 x 270 x 180 mm



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

NOTFALL & ERSTE HILFE IM BETRIEB

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG IN BETRIEBEN

Verbandkasten (DGUV Regel 100-001 - Ausgabe Mai 2014)

Verwaltungs- und Handelsbetriebe

1-50

51-300

301-600



Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe

1-20

21-100

101-200



Baustellen und baustellenähnliche Betriebe

1-10

10-50

51-100



Liegen (Empfehlung)

bis 20 1

bis 300 4

bis 1000

bis 50 2

bis 500 5

7

bis 100 3

bis 750 6

Erste-Hilfe-Koffer BASIC

DIN 13157



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, klein, mit Füllung nach DIN 13157:2021

SAN-0170-OR

285 x 215 x 120 mm

Erste-Hilfe-Koffer SUPER II

DIN 13169



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, mittelgroß, mit Füllung nach DIN 13169:2021

SAN-0171-OR-G

330 x 250 x 130 mm

Branchenkoffer

DIN 13157



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, groß, Basisinhalt nach DIN 13157:2021 + branchenspezifische EH-Produkte.

Branchenspezifische Koffer BAU und WERK enthalten unter anderem auch einen Replantatbeutel.

- ⊕ Branchenspezifisches Piktogramm
- ⊕ auch für andere Branchen lieferbar

445 x 340 x 150 mm

SAN-0175-BAU

SAN-0175-WERK

SAN-0175-OFFICE



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE



NOTFALL & ERSTE HILFE IM BETRIEB

KFZ-Kasten



KFZ-Verbandkasten aus ABS-Kunststoff mit Füllung nach DIN 13164:2022





 SAN-0176
 250 x 170 x 80 mm

KFZ-Tasche



KFZ-Tasche aus Nylon mit Füllung nach DIN 13164:2022



 SAN-0176-T
 250 x 170 x 80 mm

ultraKIT



Notfall-/Rettungstasche mit Reißverschluss



 SAN-0176-K1 mit Inhalt f. unterwegs  170 x 125 x 70 mm
 SAN-0176-K2 mit Inhalt  110 x 80 x 40 mm

ultraWORKS



Betriebsverbandkasten aus Kunststoff, mit Wandhalterung, gefüllt nach DIN 13157:2021



 SAN-0165
 250 x 170 x 80 mm

Stehschrank ultraLOCKER 1350



Schmaler Schrank aus Qualitäts-Feinblech, mit umlaufender Türdichtung und einem Notschlüsselfach mit Glasabdeckung, bestellbar mit und ohne Füllsortiment.



Gefüllte Schränke enthalten:

- Krankentrage
- Decke
- Rettungssitz
- Erste-Hilfe-Verbandkasten (DIN 13157:2021)
- Rettungs- und Evakuierungstuch
- Taschenlampe mit rot/grün Farfilter



 300 x 200 x 2000 mm  SAN-0197-OR (ohne Füllung)  SAN-0197-IOR (mit Füllung)

Verbandschrank



Anbau-Verbandschrank mit Füllsortiment nach DIN 13157:2021, 1 Zwischenboden, kombinierbar mit Stehschrank 1710



 SAN-0060-OR
 490 x 200 x 420 mm



Ruheliege ultraREST 200



2-teilige Ruheliege mit verstellbarem Kopfteil, extra dicker Schaumstoffauflage (ÖkoTex Standard 100), gewebeverstärktem Kunstleder, leicht zu reinigen, Liegeflächenhöhe ca. 500 mm, erhältlich in 15 Farben.



- | | | |
|---|---|--|
|  Schwarz |  Melone |  Dunkelblau |
|  Weiß |  Mittelbraun |  Tannengrün |
|  Hellbeige |  Rot |  Petrol |
|  Sahara |  Bordeaux |  Hellgrau |
|  Pastellgelb |  Mittelblau |  Dunkelgrau |

 SAN-0147-DBL
 1900 x 700 x 500 mm



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

NOTFALL & ERSTE HILFE IM BETRIEB

ultraTHERM Schutzhülle



Optimale Wärmeisolation im Notfall.
Als Decke oder komplette Hülle zu verwenden: Klettverschlüsse & seitliche Reißverschlüsse erlauben eine flexible Anwendung.
Waschbar & desinfizierbar.

 SAN-7072

 750 x 2200 mm (ausgebreitet)

ultraTHERM Patientendecke



Bakteriostatische Decke zum Erwärmen oder Warmhalten von Patienten. Waschbar & desinfizierbar.
Füllung aus Polyesterfasern.

 SAN-7071

 1100 x 1900 mm

ultraRESCUE-CHAIR



Trage- und Rettungsstuhl zum Transport oder zur Evakuierung von Patienten in Notfällen. Bequemes Rollen auf ebenen Flächen. Ausklappbare Griffe ermöglichen das Tragen durch 2 Personen in unebenem Gelände oder Treppenhäusern.

 SAN-9201

 510 X 920 X 600 mm

ultraRESCUE-CHAIR STAIRS



Rettungs- und Evakuierungsstuhl zum Transport von Patienten in Notfällen. Bequemes Rollen auf ebenen Flächen. Ausklappbare Griffe sowie ausziehbarer Transportbügel ermöglichen das Tragen durch 2 Personen in unebenem Gelände oder Treppenhäusern. Bremssystem zum Abwärtsgleiten auf einer Treppe.

 SAN-9202

 540 X 1000 X 720 mm



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de





KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

NOTFALL & ERSTE HILFE IM BETRIEB

Korbtrage mit Transportgehänge





Robuste Rettungsmulde zur Bergung und zum Abtransport von Verletzten, z.B. von Gerüsten. Die Trage kann waagrecht und senkrecht verwendet werden sowie aufgrund der stabilen Konstruktion auch als Abseilkorb eingesetzt werden.

-  SAN-0087-1 (Korbtrage)
-  SAN-0086 (Transportgehänge)

Krankentrage ultraSTRETCHER 0350



Krankentrage mit 4 Gleitfüßen gemäß DIN 13024 N. 1x längs klappbar, aus hoch reißfestem Chemiefasergewebe, widerstandsfähig, wasserdicht, desinfizierbar.

-  SAN-0101-4G
-  2310 x 550 x 140 mm (einsatzbereit)
1910 x 140 x 140 mm (zusammengeklappt)



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

NOTFALL & ERSTE HILFE IM BETRIEB

Desinfektionsmittelspender



- ⊕ Berührungslose Entnahme
- ⊕ Wandbefestigung oder Montage an freistehender Säule
- ⊕ Nachfüllbehälter mit 1l Volumen
- ⊕ Batterie- oder Netzbetrieb möglich (*Netzkabel separat bestellbar*)
- ⊕ 2 Abgabemengen einstellbar:



- 3ml
(empfohlene Menge zur Händedesinfektion)
- 2x 3ml

■ SAN-0050-2 ultraTOWER II

■ SAN-0050-2-S ultraDISPENSER

BREASY MNS IIR OP-Maske



CE Made in Germany

Zertifizierte OP-Maske aus konzerneigener Fertigung am Standort Neuwied, Rheinland-Pfalz

□ SAN-0028-IIR

BREASY FFP2 faltmaske



CE 2163 Made in Germany

Zertifizierte FFP2-Maske aus konzerneigener Fertigung am Standort Neuwied, Rheinland-Pfalz

□ SAN-0028-FFP2

ultraMASK



Beatmungsmaske mit Sauerstoffanschluss, integrierter, austauschbarer Bakterienfilter und Einwegventil, 2 alkoholische Pads, 2 Einweghandschuhe, Lieferung in EVA-Pocketbox mit praktischer Trageschleufe.

■ SAN-0256-P

■ 140 × 113 × 50 mm

ultraMEDIC

Es gibt zweifellos eine Sache im Leben, bei der es keine Kompromisse geben darf: wenn es darum geht, Menschen in Not- und Grenzsituationen zu helfen! Dafür ist ultraMEDIC der Partner an Ihrer Seite. Unser Name steht für hochspezialisierte Qualitätsprodukte für **Erste Hilfe, Notfall und Rettung**.

Wir entwickeln und produzieren in eigener Regie am Standort Neuwied am Rhein mit Leidenschaft und langjährigem Know-how Lösungen für alle, die helfen, retten und bergen: Feuerwehren, Rettungsdienste, den betrieblichen Arbeitsschutz. ultraMEDIC ist wohl der einzige Hersteller von Krankentragen in Deutschland mit dem Prädikat „Made in Germany“. Technische Entwicklung, Produktion und Support sind unter einem Dach vereint. Der intensive Erfahrungsaustausch mit den Anwendern und die rasche und flexible Umsetzung individueller Anforderungen und Wünsche in innovative Muster und Prototypen sind für uns selbstverständlich. Denn eines verlieren wir nie aus den Augen: Ihre Mission ist unsere Verantwortung - Ihr Anspruch unsere Herausforderung!

Bei Produkten von ultraMEDIC stehen höchstmögliche Funktionalität und Praxistauglichkeit stets im Vordergrund - und da ist uns „Gut“ nie „Gut genug“. Wir wollen Ihre Erwartungen übertreffen und überzeugen mit Qualität und Engagement. Auf Lösungen von ultraMEDIC können Sie sich in jeder Situation verlassen und sich auf das Wesentliche fokussieren:

NOT MINDERN, SCHMERZEN LINDERN, MENSCHEN RETTEN!



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de