

+ ultraRESCUE LITE

Rettungs- & Erste-Hilfe-Rucksack

Rucksack zur mobilen Erstversorgung von Verletzten im Betrieb, im Rettungseinsatz oder beim Sport.



+ LEICHT UND KOMPAKT

- ✓ passt in überall rein:
47 x 27 x 21 cm
- ✓ 4 Aussentaschen
- ✓ robustes Corduramaterial

+ ARBEITEN WIE DIE PROFIS

- ✓ 4 durchsichtige, farblich gekennzeichnete Modultaschen
- ✓ flexible Befestigung an Klettstreifen am Boden und Deckel
- ✓ leicht zu reinigen und desinfizieren

+ PLATZWUNDER

- ✓ Hauptfach von 14 auf 19 cm erweiterbar, z.B. zur Aufnahme einer Zervikalstütze

+ ultraRESCUE LITE

DETAILS




Farbliche Kennzeichnung
Erweiterung -
Roter Reissverschluss



Ordnungssysteme
in allen Taschen



Kennzeichnungsfenster
Öffnung nach unten zum
Schutz vom Spritzwasser



Griffbereich
Griff- und Materialverstärkung



4 Varianten inkl. Füllung
Betrieb, Helfer vor Ort,
Feuerwehr und Sport



Profi-Like
Modultaschen aus dem
Profi-Rucksack ultraRESCUE I

+ VARIANTEN

SAN-400-R-L
Rucksack ohne
Modultaschen

SAN-400-R
Rucksack mit
4 Modultaschen

SAN-400-R-SP
Rucksack inkl. DIN 13157
+ Sonderequipment
„Sport“

DIN 14142+
SAN-400-R-FR
Rucksack inkl. DIN 14142
+ Sonderequipment
„Helfer vor Ort“

DIN 14142
SAN-400-R-FW
Rucksack inkl. DIN 14142
„Feuerwehr“

DIN 13157+
SAN-400-R-FA
Rucksack inkl. DIN 13157
+ Sonderequipment
„Betrieb“