



KEINE 2.CHANCE für ERSTE HILFE



ERSTE HILFE UND HERZSICHERHEIT

IM BETRIEB

Erste-Hilfe-Tasche ultraPOUCH BASIC



Robuste und kompakte Erste-Hilfe-Tasche mit viel Übersicht und Ordnung. Sie enthält eine Verbandstofffüllung gemäß DIN 13157. Die Wandbefestigung erfolgt über zwei kleine Magnethalterungen, die eine sichere Arretierung gewährleisten und gleichzeitig ein einfaches und schnelles Entfernen der Tasche für die mobile Verwendung ermöglichen.

 SAN-7290

 230 x 120 x 200 mm

Erste-Hilfe-SET ultraAID I



Das Set aus **Erste-Hilfe-Koffer** mit der Füllung gem. **DIN 13157** und separater **Pflasterbox** mit Schnellzugriff auf wasserfeste Pflasterstreifen stellen alles zur Verfügung, was für die Versorgung einfacher Verletzungen benötigt wird. Beide Komponenten können an der Wand montiert werden. Über den beiliegenden **Gutschein** können Sie innerhalb von 5 Jahren eine kostenlose Ersatzfüllung ordern (ggf. fallen Versandkosten an).

 SAN-0174-01

 280 x 120 x 220 mm (Koffer)
 230 x 30 x 135 mm (Pflasterbox)

Erste-Hilfe-SET ultraAID II



Das Set aus **Erste-Hilfe-Koffer** mit der Füllung gem. **DIN 13169** und separater **Pflasterbox** mit Schnellzugriff auf wasserfeste Pflasterstreifen stellen alles zur Verfügung, was für die Versorgung einfacher Verletzungen benötigt wird. Beide Komponenten können an der Wand montiert werden. Über den beiliegenden **Gutschein** können Sie innerhalb von 5 Jahren eine kostenlose Ersatzfüllung ordern (ggf. fallen Versandkosten an).

 SAN-0174-02

 445 x 150 x 340 mm (Koffer)
 230 x 30 x 135 mm (Pflasterbox)





KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

ERSTE HILFE & HERZSICHERHEIT IM BETRIEB

ERSTE-HILFE-AUSRÜSTUNG IN BETRIEBEN

Verbandkasten (DGUV Regel 100-001 - Ausgabe Mai 2014)

Verwaltungs- und Handelsbetriebe

1-50	51-300	301-600
------	--------	---------

+ je 300 +

Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbare Betriebe

1-20	21-100	101-200
------	--------	---------

+ je 100 +

Baustellen und baustellenähnliche Betriebe

1-10	10-50	51-100
------	-------	--------

+ je 50 +



Liegen (Empfehlung)

bis 20	1x	bis 300	4x	bis 1000
bis 50	2x	bis 500	5x	7x
bis 100	3x	bis 750	6x	

Erste-Hilfe-Koffer BASIC



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, klein, mit Füllung nach DIN 13157

- SAN-0170-OR
- 285 x 215 x 120 mm

Erste-Hilfe-Koffer SUPER II



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, mittelgroß, mit Füllung nach DIN 13169

- SAN-0171-OR-G
- 330 x 250 x 130 mm

Branchenkoffer



Erste-Hilfe-Koffer mit einer Wandhalterung, groß, Basisinhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische EH-Produkte. Branchenspezifische Koffer BAU und WERK enthalten unter anderem auch einen medizinischen Replantatbeutel.

- Branchenspezifisches Piktogramm
- auch für andere Branchen lieferbar

445 x 340 x 150 mm	SAN-0175-BAU	SAN-0175-METALL
	SAN-0175-WERK	SAN-0175-HOLZ
	SAN-0175-OFFICE	SAN-0175-EL



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

ERSTE HILFE & HERZSICHERHEIT IM BETRIEB

ultraTRAFFIC KFZ-Kasten



KFZ-Verbandkasten aus ABS-Kunststoff



SAN-0176
250 x 170 x 80 mm

KFZ-Tasche



KFZ-Tasche aus Nylon



SAN-0176-T
250 x 170 x 80 mm

ultraKIT



Notfall-/Rettungstasche mit Reißverschluss

SAN-0176-K1 mit Inhalt f. unterwegs 170 x 125 x 70 mm
SAN-0176-K2 mit Inhalt 110 x 80 x 40 mm

ultraWORKS



Betriebsverbandkasten aus Kunststoff, mit Wandhalterung, gefüllt nach DIN 13157



SAN-0165
250 x 170 x 80 mm

Stehschrank ultraLOCKER 1350



Schmäler Schrank aus Qualitäts-Feinblech, mit umlaufender Türdichtung und einem Notschlüsselfach mit Glasabdeckung, bestellbar mit und ohne Füllsortiment.

Gefüllte Schränke enthalten:

- Krankentrage
- Decke
- Rettungssitz
- Erste-Hilfe-Verbandkasten (DIN 13157)
- Rettungs- und Evakuierungstuch
- Taschenlampe mit rot/grün Farbfilter

300 x 200 x 2000 mm
SAN-0197-OR (ohne Füllung)
SAN-0197-1OR (mit Füllung)

Verbandschrank



Anbau-Verbandschrank mit Füllsortiment nach DIN 13169, mit 2 Zwischenböden.

SAN-0069-OR
490 x 200 x 560 mm

Ruheliege ultraREST 200



2-teilige Ruheliege mit verstellbarem Kopfteil, extra dicker Schaumstoffauflage (ÖkoTex Standard 100), gewebeverstärktem Kunstleder, leicht zu reinigen, Liegeflächenhöhe ca. 500 mm, erhältlich in 15 Farben.

- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| ■ Schwarz | ■ Melone | ■ Dunkelblau |
| ■ Weiß | ■ Mittelbraun | ■ Tannengrün |
| ■ Hellbeige | ■ Rot | ■ Petrol |
| ■ Sahara | ■ Bordeaux | ■ Hellgrau |
| ■ Pastellgelb | ■ Mittelblau | ■ Dunkelgrau |

SAN-0147-DBL
1900 x 700 x 500 mm



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

ERSTE HILFE & HERZSICHERHEIT IM BETRIEB

ultraBLANKET Schutzdecke



Patienten-Schutzdecke aus Polyester zum Schutz vor Kälte, Nässe oder Verschmutzung. Waschbar bis 40°.

-  SAN-0036-620 blau
-  SAN-0036-360 braun
-  SAN-0036-067 camel
-  2000 x 1500 mm (ausgebreitet)

ultraTHERM Patientendecke



Bakteriostatische Decke zum Erwärmen oder Warmhalten von Patienten. Waschbar & desinfizierbar. Füllung aus Polyesterfasern.

-  SAN-7071
-  1100 x 1900 mm

ultraRESCUE-CHAIR



Trage- und Rettungsstuhl zum Transport oder zur Evakuierung von Patienten in Notfällen. Bequemes Rollen auf ebenen Flächen. Ausklappbare Griffe ermöglichen das Tragen durch 2 Personen in unebenem Gelände oder Treppenhäusern.

-  SAN-9201
-  510 X 920 X 600 mm

ultraRESCUE-CHAIR STAIRS



Rettungs- und Evakuierungsstuhl zum Transport von Patienten in Notfällen. Bequemes Rollen auf ebenen Flächen. Ausklappbare Griffe sowie ausziehbarer Transportbügel ermöglichen das Tragen durch 2 Personen in unebenem Gelände oder Treppenhäusern. Bremssystem zum Abwärtsgleiten auf einer Treppe.

-  SAN-9202
-  540 X 1000 X 720 mm



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

ERSTE HILFE & HERZSICHERHEIT IM BETRIEB


Korbtrage mit Transportgehänge



Robuste Rettungsmulde zur Bergung und zum Abtransport von Verletzten, z. B. von Gerüsten. Die Trage kann waagrecht und senkrecht verwendet werden sowie aufgrund der stabilen Konstruktion auch als Abseilkorb eingesetzt werden.

-  SAN-0087-1 (Korbtrage)
-  SAN-0086 (Transportgehänge)

Krankentrage ultraSTRETCHER 0350



Optional mit
SAN-0114 Kopfkissen

Krankentrage mit 4 Gleitfüßen gemäß DIN 13024 N. 1x längs klappbar, aus hoch reißfestem Chemiefasergewebe, widerstandsfähig, wasserdicht, desinfizierbar.

- Kleines Stau- / Packmaß;
- Aluminium-Grundgestell;
- integrierte Kopfkissentasche;
- stabile verriegelbare Stahlgelenke zum Einklappen;
- zwei verstellbare Gurtbänder mit Schnellverschluss für sichere Fixierung des Verletzten.

 SAN-0101-4G

 2310 x 550 x 140 mm (einsatzbereit)
1910 x 140 x 140 mm (zusammengeklappt)



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de



KEINE 2. CHANCE FÜR ERSTE HILFE

ERSTE HILFE & HERZSICHERHEIT IM BETRIEB




AED BeneHeart C1A



Der Mindray BeneHeart C1A vorhanden in 2 Varianten: **halbautomatisch oder vollautomatisch**. Das Gerät führt auch ungeschulte Ersthelfer Schritt für Schritt durch den Rettungsvorgang. Es hat schnelle Ladezeiten und klare Sprach- sowie visuelle Anweisungen, langlebige Batterie und einfache Wartung.

- SAN-8730 Halbautomatisch
- SAN-8731 Vollautomatisch

AED BeneHeart C2



Ein leistungsstarker Defibrillator (AED) vorhanden in 2 Varianten: **halbautomatisch oder vollautomatisch**. Beide Varianten liefern den ersten Schock in weniger als 8 Sekunden. Die intuitive Benutzerführung mit klaren Sprach- und Bildanweisungen unterstützt auch ungeübte Helfer optimal.

- SAN-8732 Halbautomatisch
- SAN-8733 Vollautomatisch

AED HeartSine PAD 360P (VA)



Vollautomatischer Defibrillator für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern. Das Gerät analysiert den Herzrhythmus und gibt, falls erforderlich, automatisch einen rettenden Elektroschock ab. Es ist kompakt und einfach zu bedienen. Einfach verständliche visuelle und Sprachanweisungen leiten den Ersthelfer durch den gesamten Wiederbelebungsprozess, einschließlich HLW.

- SAN-8620

AED LIFEPAK CR2 (VA) WLAN



Vollautomatischer, intuitiv zu bedienender Defibrillator für den Einsatz bei Erwachsenen und Kindern, schaltet sich mit Öffnen des Deckels ein und ist sofort einsatzbereit. Ein täglicher Selbsttest gibt Ihnen die Sicherheit, dass das Gerät stets einsatzbereit ist. Zweisprachig, Herzrhythmusanalyse während der HLW, Metronom & HLW-Coaching.

- SAN-8581

DEFI-READY-SET



Vorbereitungsset für die Defibrillation

- SAN-8526-UM



Unser Plus:

Als offizieller Vertragspartner für Mindray und Stryker AED-Geräte übernehmen wir nicht nur die Lieferung, sondern auch die fachgerechte **Inbetriebnahme**, empfohlene **STKs**, **MTKs** sowie den kompletten technischen Wartungsservice für Ihre AEDs - wahlweise online oder vor Ort.



info@ultramedic.de



ultraMEDIC GmbH
Im Bruch 11-15
56567 Neuwied



www.ultramedic.de